


 Keim GmbH Rheinstraße 1-5, 63225 Langen Standort: Otto-Hahn-Straße 41, 63456 Hanau, Tel. +49 6181-9886-10	Job No.: me502744		Created at: 14.05.2018		Operator: bka
	Size: 297 x 210 mm (b x h)		1. AC: 02.07.2018 to	5. AC:	
	MN 62245	MC 0000	2. AC:	6. AC:	
	AM 31210	MZ/AZ 0000	3. AC:	7. AC:	
	Typestyle: Avenir		4. AC:	8. AC:	
Belotero GA Soft Lidocaine Kanada		 Black Stanzfarbe			



Attention
Caution



Consulter la notice
Consult instructions for use



Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé
Do not use if package is damaged



Produit à usage unique. Ne pas réutiliser
Single use product. Do not re-use



Ouvrir le blister en tirant sur l'opercule dans le sens de la flèche
Open the blister by pulling the Tyvek lid following the arrow



Stérile. Stérilisé par chaleur humide. Seul le gel est stérile. Pas l'extérieur de la seringue
Sterile. Sterilized by moist heat. Only the gel is sterile, but not the outside of the syringe.



Stérile. Stérilisé par irradiation. Seule l'aiguille est stérile, et non la partie externe de l'emballage de l'aiguille
Sterile. Sterilized by irradiation. Only the needle itself is sterile, but not the outside of the needle packaging.



Limite de température: 2 °C – 25 °C.
Temperature limit of storage: 2 °C – 25 °C



Date de fabrication
Date of manufacture



Date de péremption
Use-by date



Numéro de lot
Batch code



Marquage CE conformément à la Directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux. Ce marquage est suivi par le numéro d'identification de l'organisme notifié
CE mark in accordance with Directive 93/42/EEC relating to medical devices. This mark is followed by the notified body number.



Fabricant
Manufacturer

Fabricant des aiguilles/Manufacturer of the needles:

TSK Laboratory, Japan,
2-1-5 Hirayanagi-cho, Tochigi-Shi,
Tochigi-Ken, 328-0012 Japan;

Ces aiguilles sont marquées CE/
The needles are CE marked




CE 0123

Fabriqué par : ANTEIS SA
Manufactured by: Chemin des Aulx 18
1228, Plan-les-Ouates
Geneva/Switzerland
Tél. : +41(0)848 747 848
Fax : +41(0)848 747 849
mail@anteis.com
www.anteis.com

Distributé par : Merz Pharma Canada Ltd.
Distributed by: 5515 North Service Rd., Suite 202
Burlington, Ontario L7L 6G4
Tel.: +1 (0) 905 315 1193
Fax: +1 (0) 905 315 1194
Web: www.merzcanada.com

BELOTERO®

MERZ AESTHETICS SOFT LIDOCAINE



Backstop en position adéquate pour l'injection.
Backstop in the right position during injection.

FR NOTICE D'UTILISATION BELOTERO® SOFT LIDOCAINE

Description
BELOTERO Soft Lidocaine est un gel isotonique, stérile, non pyrogène, viscoélastique, incolore et transparent à base de hyaluronate de sodium réticulé d'origine non animal, contenu dans un tampon phosphate physiologique. BELOTERO Soft Lidocaine contient 0,3 % de chlorhydrate de lidocaïne.

Présentation
BELOTERO Soft Lidocaine est présenté dans une seringue en verre de 1 ml à usage unique, stérilisée par chaleur humide. Chaque boîte contient deux aiguilles stériles marquées CE de 30G½ (0,3x13 mm), deux étiquettes de traçabilité par seringue ainsi qu'une notice d'utilisation. Pour garantir une utilisation optimale BELOTERO Soft Lidocaine, il est recommandé d'utiliser les aiguilles incluses dans la boîte. La seringue est équipée d'un embout « luer-lock » et d'un dispositif de fixation de l'aiguille qui assure une meilleure prise en main et empêche un déverrouillage de l'aiguille et une fuite au niveau du « luer-lock » pendant l'injection :

Composition
Hyaluronate de sodium réticulé: 20 mg/ml
Chlorhydrate de lidocaïne : 3,0 mg/ml
Tampon phosphate au pH 7 q.s.p.: 1 ml
Le gel et tous les éléments de l'emballage en contact direct avec le gel sont exempts de latex, bisphéno A et de phtalates.

Indications
BELOTERO Soft Lidocaine est indiqué pour augmenter le volume du tissu cutané, ce qui permet de:
• corriger les dépressions peu profondes du visage, d'origine accidentelle ou liées à l'âge (cicatrices, ridules, rides, pattes d'oie),
• Faire des retouches suite à un traitement effectué avec BELOTERO Balance Lidocaine, immédiatement ou quelques semaines après la première injection. La présence de lidocaïne réduit la douleur locale lors de l'injection du gel.

Posologie et mode d'administration
Ce dispositif est conçu pour être injecté dans le derme superficiel et moyen par un praticien légalement habilité. Pour assurer la réussite du traitement, il est essentiel que le praticien ait été formé et préalable sur les techniques d'injection visant à accroître le volume du tissu cutané. Le traitement doit être effectué dans des conditions d'asepsie appropriées. Ce produit a été conçu pour une utilisation au cabinet du médecin.

BELOTERO Soft Lidocaine doit être injecté dans une peau saine, non-inflammée et désinfectée. Pour assurer l'utilisation optimale d'BELOTERO Soft Lidocaine, il est recommandé d'assembler l'aiguille selon les schémas ci-dessous. Commencer l'injection, diriger le biseau de l'aiguille vers le bas. BELOTERO Soft Lidocaine peut être injecté dans le derme superficiel en réalisant des séries de micro injections, comme la technique rétro-traçante linéaire, la technique antérotraçante (en avançant), la technique en quadrillage, la technique en éventail, la technique de blanchiment, la technique de multi-piqûres et celle des micropapules.
BELOTERO Soft Lidocaine peut être utilisé en association avec BELOTERO Balance et BELOTERO Intense en respectant la bonne profondeur d'injection et l'indication de chaque produit. Il peut également être associé avec BELOTERO Hydro pour la réhydratation du derme.

Si l'aiguille s'obstrue et si la pression d'injection devient trop élevée, interrompez l'injection et changer l'aiguille. Injecter BELOTERO Soft Lidocaine lentement en appliquant le moins de pression possible. Une sur-correction n'est pas nécessaire. Après l'injection, masser délicatement afin de répartir uniformément le produit.




Contre-indications
BELOTERO Soft Lidocaine est contre-indiqué dans les cas suivants:
• hypersensibilité connue à l'un des composants du produit, en particulier au hyaluronate de sodium, au chlorhydrate de lidocaïne ou à d'autres anesthésiques locaux de type amide
• Chez la femme enceinte ou qui allaite;
• Chez les personnes de moins de 18 ans.
BELOTERO Soft Lidocaine ne doit pas être utilisé chez les personnes qui ont une prédisposition à la formation de cicatrices chéloïdiennes.


Ne pas injecter BELOTERO Soft Lidocaine dans les vaisseaux sanguins.
Ne pas injecter BELOTERO Soft Lidocaine pour augmenter le volume des seins.
Ne pas injecter BELOTERO Soft Lidocaine dans les os, les tendons et les ligaments, ou les muscles.

Ne pas injecter BELOTERO Soft Lidocaine dans la région péri-orbitaire (cernes autour des yeux, paupières, pattes d'oie, rides).
Ne pas injecter BELOTERO Soft Lidocaine dans les régions présentant des problèmes cutanés de type inflammatoire ou infectieux, tels que l'acné ou l'herpès.
Ne pas utiliser BELOTERO Soft Lidocaine en association avec d'autres techniques de médecine esthétique telles que le peeling, la dermabrasion ou tout type de traitement au laser.

Précautions d'emploi
Avant le traitement, le patient doit être informé sur le dispositif, ses contre-indications et ses effets secondaires possibles.
Les professionnels de la santé sont invités à discuter avec leurs patients avant le traitement de tous les risques potentiels lors d'injection dans les tissus mous et de s'assurer qu'ils sont conscients des signes et symptômes de complications possibles.

Consumer Care	Freigabe	Freigabe nach Korrektur	Neuvorlage nach Korrektur	Datum, Unterschrift
Produktmanager	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Leitung Marketing	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Forschung u. Entwicklung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Arzneimittelzulassung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Rechtsabteilung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Geschäftsleitung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

 Keim GmbH Rheinstraße 1–5, 63225 Langen Standort: Otto-Hahn-Straße 41, 63456 Hanau, Tel. +49 6181-9886-10	Job No.: me502744		Created at: 14.05.2018		Operator: bka	
	Size: 297 x 210 mm (b x h)		1. AC: 02.07.2018 to		5. AC:	
	MN 62245	MC 0000	2. AC:		6. AC:	
	AM 31210	MZ/AZ 0000	3. AC:		7. AC:	
	Typestyle: Avenir		4. AC:		8. AC:	
Belotero GA Soft Lidocaine Kanada		 Black	 Stanz- farbe			



Une injection intravasculaire accidentelle, en particulier dans la région de la glabéle, peut potentiellement conduire à une occlusion vasculaire locale, une ischémie et une nécrose.

Les patients souffrant de rosacée doivent être avertis que le traitement peut en augmenter les effets.

En l'absence de données cliniques disponibles sur la tolérance de l'injection d' BELOTERO Soft Lidocaine chez les patients avec des antécédents ou présentant une maladie auto-immune, des allergies multiples graves ou un choc anaphylactique, le praticien doit décider d'injecter BELOTERO Soft Lidocaine au cas-par-cas en fonction de la nature de la maladie et du traitement associé. Il est recommandé de proposer au préalable un double test à ces patients et de ne pas administrer d'injection si la maladie évolue. Il est également recommandé de surveiller avec attention ces patients après l'injection.

Les patients présentant des antécédents de pathologies streptococciques ou les patients prédisposés aux cicatrices hypertrophiques doivent également avertir le praticien avant de procéder à tout traitement esthétique.

Les patients utilisant des anticoagulants ou des antithrombotiques comme l'aspirine ou les anti-inflammatoires non stéroïdiens, peuvent présenter des réactions plus fortes en termes d'hématomes ou de saignements au site d'injection. Une attention particulière devra être apportée aux patients souffrant de maladies hémorragiques graves.

Pour les patients souffrant d'épilepsie, de problèmes cardiaques, de dysfonctionnements hépatiques ou rénaux graves ou de porphyrie, le praticien doit décider d'injecter BELOTERO au cas-par-cas en fonction de la nature de la maladie et du traitement associé.

Les praticiens et les athlètes doivent être avertis que la lidocaine peut produire des résultats positifs lors des tests antidopage.

Aucune donnée clinique n'est disponible sur l'injection d' BELOTERO Soft Lidocaine dans une zone préalablement traitée avec d'autres produits ou traitements esthétiques. Il est recommandé de ne pas injecter dans une zone traitée avec un implant permanent ou semipermanent.

Afin de minimiser les risques de complications potentielles, ce produit ne doit être utilisé que par des professionnels de la santé possédant une formation et une expérience appropriées, et qui connaissent l'anatomie du point d'injection et de sa région adjacente.

Vérifier l'intégrité de l'emballage intérieur avant l'utilisation, et la date de péremption de la seringue et de l'aiguille.

Ne pas utiliser ces produits si la date de péremption est échu ni si l'emballage a été ouvert ou endommagé.

Manipuler l'aiguille avec soin une fois sortie de son capuchon protecteur.

Si l'aiguille s'obstrue et que la pression d'injection devient trop élevée, arrêter l'injection et changer l'aiguille ou la canule.

Il convient de noter que la présence de lidocaine peut provoquer des rougeurs ou une hypersensibilité locale.

Ne pas transférer BELOTERO Soft Lidocaine dans un autre récipient et n'ajouter aucune autre substance au produit.

Seul le gel est stérile, et non la partie externe de la seringue. La partie externe de la seringue ne doit pas être en contact direct ou indirect avec la zone d'injection ou l'aiguille.

BELOTERO Soft Lidocaine ne doit pas être utilisé avec un système d'injection automatisé.

L'étiquette du patient doit être jointe aux dossiers du patient pour assurer une bonne traçabilité du produit.

Ne reboucher pas l'aiguille à la fin de la séance d'injection; jeter la avec la seringue et le produit restant après utilisation. L'élimination de la seringue et du produit restant devront être conformes aux procédures médicales acceptées et aux directives courantes applicables afin d'assurer leur bonne élimination.

Ne pas restériliser ni réutiliser, en raison des risques associés notamment d'infection.

Le patient doit éviter d'appliquer du maquillage pendant au moins 12 heures après le traitement. Il doit également éviter toute exposition à la chaleur (saunas, bains turcs, etc.), l'exposition prolongée au soleil ou à la lumière UV et éviter les massages pendant 2 semaines après le traitement.

L'hyaluronate de sodium précipite en présence de sels d'ammonium quaternaire (comme le chlorure de benzalkonium). Il est donc recommandé qu' BELOTERO Soft Lidocaine ne soit pas en contact avec ce type de substances. Il n'y a aucune interaction reportée avec d'autres anesthésiques locaux ou loco-régionaux.

Mises en garde
L'introduction du produit dans la vasculature pourrait entraîner une embolie, une occlusion veineuse, une ischémie ou un infarctus.

Des effets indésirables rares, mais graves, associés à l'injection intravasculaire d'agent de comblement dermique dans les tissus mous du visage ont été signalés et sont les suivants : trouble visuel temporaire ou permanent, cécité, ischémie cérébrale ou hémorragie cérébrale entraînant un accident vasculaire cérébral, nécrose cutanée et lésion aux structures faciales sous-jacentes.

Interrompre immédiatement l'injection si un patient affiche un des symptômes suivants, tels une altération de la vision, des signes d'accident vasculaire cérébral, un blanchiment de la peau ou des douleurs inhabituelles pendant ou peu après l'intervention.

Les patients doivent recevoir des soins médicaux d'urgence et possiblement faire l'objet d'une évaluation par un spécialiste approprié si une injection est administrée dans la vasculature.

Effets secondaires
Des effets secondaires possibles existent et ils doivent être décrits au patient par le praticien, avant le traitement. Un très léger saignement peut avoir lieu lors de l'injection, mais il disparaît spontanément dès que l'injection est terminée. Dans de rares cas, un ou plusieurs des événements suivants peuvent se produire immédiatement ou plus tard (liste non exhaustive):

Réactions habituellement associées aux injections telles que rougeur, érythème, oedème ou douleur, parfois accompagnées de démangeaisons ou de picotements dans la zone traitée. Ces réactions peuvent persister pendant une semaine,

- Hématomes dans la zone traitée,
- Gonflements dans la zone traitée,
- Indurations ou nodules dans la zone traitée,
- Coloration ou décoloration de la zone traitée,
- Allergie à l'un des composants du produit, particulièrement au hyaluronate de sodium et au chlorhydrate de lidocaine;
- Des cas de nécroses, d'abcès et de granulomes après injections de hyaluronate de sodium ont été rapportés dans la littérature. Ces risques potentiels rares doivent néanmoins être pris en compte.

Il est recommandé que le patient signale à son praticien tout effet indésirable qui dure plus d'une semaine. Le praticien pourra alors prescrire le traitement approprié au patient.

Assemblage de l'aiguille sur la seringue
Pour garantir une utilisation optimale d' BELOTERO Soft Lidocaine, il est recommandé que l'aiguille soit correctement connectée à la seringue. Un assemblage inadéquat peut entraîner une séparation de l'aiguille de la seringue pendant l'injection et/ou la fuite de produit au niveau du système « luer-lock ». Voir les schémas 1, 2, 3 et 4.

1. **Saisir fermement le cylindre en verre de la seringue et le « luer-lock »** entre le pouce et l'index.

2. Avec l'autre main, saisir le capuchon protecteur et dévissez-le.

3. **Pousser et visser l'aiguille sur la seringue jusqu'à ce que vous sentiez une résistance.** Ne pas trop visser. Une tension trop forte pourrait faire bouger le « luer-lock » et déloger l'aiguille de la seringue.

4. Tout en maintenant ce dernier, enlevez l'étui protecteur de l'aiguille.

Conservation
Conservier entre 2°C et 25°C. Protéger de la lumière et du gel. Éviter tout choc mécanique.

Références
Une documentation mise à jour est disponible auprès d'Anteis SA, Suisse.

GB INSTRUCTIONS FOR USE FOR BELOTERO® SOFT LIDOCAINE	
Description	BELOTERO Soft Lidocaine is a sterile, non-pyrogenic, viscoelastic, colourless, transparent gel of cross-linked sodium hyaluronate of non-animal origin, in a physiological phosphate buffer. BELOTERO Soft Lidocaine contains 0.3% of lidocaine hydrochloride.
Presentation	BELOTERO Soft Lidocaine is presented in a 1 ml sterile glass syringe for single use, sterilized by moist heat. Each box contains two sterile CE-marked needles of 30G½ (0.3x13mm) and two traceability labels per syringe as well as instructions for use. To ensure optimal use of BELOTERO Soft Lidocaine, it is recommended to use the needles provided in the box.
	The syringe is equipped with a Luer-lock and needle holding device that provides better handling and avoid disengagement of the needle and leakage at Luer-lock level during injection.
Composition	Cross-linked sodium hyaluronate: 20.0 mg/ml Lidocaine hydrochloride: 3.0 mg/ml Phosphate buffer solution q.s.p.: 1.0 ml
	The gel and all packaging items in direct contact with the gel are latex-free, bisphenol-A-free and phthalates-free.
Indications	BELOTERO Soft Lidocaine is indicated for use to increase the volume of skin tissue which enables:
	• Correcting shallow facial depressions, either of accidental origin, or age-related (scars, fine lines, crow's feet wrinkles),
	• Retouching a correction undertaken with BELOTERO Soft Lidocaine, immediately or a few weeks after the first injection.
	The presence of lidocaine reduces local pain associated to the injection of the gel.
Posology and administration method	This device is designed to be injected into the superficial to mid-dermis by a legally approved practitioner. For successful treatment it is essential that the practitioner has received prior training in the injection technique for increasing the volume of skin tissues. The treatment must be carried out under the appropriate aseptic conditions. This product has been designed for use in physician's office. BELOTERO Soft Lidocaine must be injected into a healthy, non-inflamed, disinfected skin. To ensure optimal use of BELOTERO Soft Lidocaine, it is recommended to assemble the needle according to the diagrams below. Start the injection pointing the needle bevel downwards.
	BELOTERO Soft Lidocaine may be injected into the superficial dermis using serial punctual injections, the linear retracing technique, anterotracing (push ahead) technique, cross-hatching technique (blanket), fan distribution technique, blanching technique, multi-puncture and micro-papular injection techniques. BELOTERO Soft Lidocaine may be used in combination with BELOTERO Balance and BELOTERO Intense respecting the correct depth of injection and indication for each product. It can also be combined with the BELOTERO Hydro for the dermis rehydration purposes.
	If the needle becomes obstructed and the injection pressure becomes too high, stop the injection and change the needle. Inject BELOTERO Soft Lidocaine slowly and apply the least amount of pressure necessary. Over-correction is not necessary. After the injection, the practitioner can massage gently in order to distribute the product uniformly.
Contra-indications	BELOTERO Soft Lidocaine is contra-indicated in case of:
	• known hypersensitivity to one of the product's components, especially sodium hyaluronate, lidocaine hydrochloride or to other amide-type local anesthetics.
	• In pregnant or breast-feeding women
	• In young people less than 18 years old

BELOTERO Soft Lidocaine is contra-indicated in patients who have a predisposition to keloid scarring.

Do not inject BELOTERO Soft Lidocaine into blood vessels.

Do not inject BELOTERO Soft Lidocaine to increase the volume of the breasts. Do not inject BELOTERO Soft Lidocaine in the bones, tendons, ligaments, or muscles.

Do not inject BELOTERO Soft Lidocaine into the peri-orbital region (rings around the eyes, eyelids, crow's feet, wrinkles).

Do not inject BELOTERO Soft Lidocaine into areas presenting cutaneous problems of the inflammatory or infectious type, such as acne or herpes.

Do not use BELOTERO Soft Lidocaine in association with other aesthetic medicine techniques such as peeling, dermabrasion, or any type of laser treatment.

Precautions for use
Before treatment, the patient must be informed about the device, its contra-indications and possible side effects.

Health care practitioners are encouraged to discuss all potential risks of soft tissue injection with their patients prior to treatment and ensure that patients are aware of signs and symptoms of potential complications.

Inadvertent intravascular injection, in particular in the glabellar area, could potentially lead to local vascular occlusion, ischemia and necrosis.

Patients suffering from rosacea should be informed that the treatment may increase the visibility of the rosacea.

In the absence of available clinical data on tolerance on the injection of BELOTERO Soft Lidocaine in patients with antecedents or with an active autoimmune disease or presenting history of severe multiple allergies or anaphylactic shock, the practitioner must decide whether to inject BELOTERO Soft Lidocaine on a case-by-case basis depending on the nature of the disease as well as the associated treatment. It is recommended to propose a prior double test on these patients and to not inject if the disease is active or evolving. It is also recommended to carefully monitor these patients after injection.

Patients with a history of streptococcal diseases or in patients pre-disposed to hypertrophic scars should also discuss about these conditions with the practitioner before proceeding with the aesthetic treatment.

Patients using anti-coagulant or anti-thrombotic substances like aspirin or non-steroidal anti-inflammatory medications may have increased reactions of hematomas or bleeding at the injection site. Special care should apply in patients suffering from severe bleeding disorders.

In cases of patients suffering of epilepsy, impaired cardiac conditions, severely impaired hepatic function or severe renal dysfunction or porphyria, the practitioner must decide whether to inject BELOTERO products on a case-by-case basis depending of the nature of the disease as well as the associated treatment.

It has to be considered by practitioners and athletes that lidocaine may produce a positive results in anti-doping tests.

No clinical data is available on the injection of BELOTERO Soft Lidocaine into an area already treated with other aesthetic products or procedures. It is recommended not to inject into an area treated with a permanent or semi-permanent implant.

In order to minimize the risks of potential complications, this product should only be used by health care practitioners who have appropriate training, experience, and who are knowledgeable about the anatomy at and around the site of injection.

Check the integrity of the inner packaging prior to use, and the expiry date both for the syringe and the needle. Do not use these products if the expiry date has lapsed or if the packaging has been opened or damaged.

Needle has to be handled with care after removal of its protective shield. If the needle becomes obstructed and the injection pressure becomes too high, stop the injection and change the needle or the cannula.

It should be noted that the presence of lidocaine may cause local redness or hypersensitivity.

Do not transfer BELOTERO Soft Lidocaine into another container and do not add other substances to the product.

Only the gel is sterile, but not the outside of the syringe. The outside walls of the syringe have not to be put in direct or indirect contact with the injection site or the needle.

BELOTERO Soft Lidocaine must not be used with an automated injection system.

Patient label is to be attached to patient records to ensure traceability of the product.

Do not recap the needle at the end of the injection session and discard it with the syringe and with the remaining product after use. Disposal should be in accordance with the accepted medical practice and current applicable directives to ensure their correct elimination.

Do not re-sterilize and do not reuse, due to the associated risks including infection. The patient should avoid applying makeup for at least 12 hours after treatment and avoid exposure to heat (saunas, Turkish baths, etc.), UV rays or massage and prolonged exposure to the sun for 2 weeks after the treatment.

Sodium hyaluronate precipitates in the presence of quaternary ammonium salts (such as benzalkonium chloride). It is therefore recommended that BELOTERO Soft Lidocaine not come in contact with such substances.

There is no known interaction with other local or loco-regional anesthetics.

Warnings
Introduction of the product into the vasculature may lead to embolization, occlusion of the vessels, ischemia, or infarction.

Rare but serious adverse events associated with the intravascular injection of soft tissue fillers in the face have been reported and include temporary or permanent vision impairment, blindness, cerebral ischemia or cerebral hemorrhage, leading to stroke, skin necrosis, and damage to underlying facial structures.

Immediately stop the injection if a patient exhibits any of the following symptoms, including changes in vision, signs of a stroke, blanching of the skin, or unusual pain during or shortly after the procedure.

Patients should receive prompt medical attention and possibly evaluation by an appropriate health care practitioner specialist should an intravascular injection occur.

Side effects
Possible side effects exist and must be described to the patient by the practitioner before treatment. Very slight bleeding may occur during the injection although this disappears spontaneously as soon as the injection is finished. In occasional cases, one or more of the following may occur either immediately or as a delayed reaction (list not exhaustive):

- Reactions usually associated with injections like redness, erythema, edema, pain, burning sensation, sensitivity, sometimes accompanied by itching or stinging in the treated area. These reactions may last for a week,
- Hematomas in the treated area,
- Swelling in the treated area,
- Indurations or nodules in the treated area,
- Coloration or discoloration in the treated area,
- Allergy to one of the product's components, especially sodium hyaluronate and lidocaine hydrochloride,
- Cases of necrosis, abscesses and granulomas after sodium hyaluronate injections have been reported in the literature. These rare potential risks must nevertheless be taken into account.

It is recommended that the patient report any undesirable effects lasting more than a week to his/her practitioner. The practitioner may then prescribe the patient appropriate treatment.

Assembly of needle to syringe
For optimal use of BELOTERO Soft Lidocaine, it is important that the needle be properly connected to the syringe. Improper assembly may result in separation of the needle and syringe during injection and/or product leakage at Luer-lock level. See diagrams 1, 2, 3 and 4.

1. **Firmly hold the glass cylinder of the syringe and the Luer-lock adaptor** between the thumb and the index fingers.

2. With the other hand, grasp the protective cap and unscrew it.

3. **Push & Twist** the needle on the syringe until a resistance is felt. Do not over-tight. Overtight of the needle may lead to the Luer-lock moving and dislodging from the syringe.

4. Keep holding the Luer-lock and remove the sheath from the needle.

Storage
Store between 2°C and 25°C. Protect from light and freezing. Avoid mechanical shocks.

References
Updated documentation is available from ANTEIS SA, Switzerland.

Consumer Care	Freigabe	Freigabe nach Korrektur	Neuverlase nach Korrektur	Datum, Unterschrift
Produktmanager	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Leitung Marketing	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Forschung u. Entwicklung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Arzneimittelzulassung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Rechtsabteilung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Geschäftsleitung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	